

Désignation

- Pointe à filtre 20-300 µL recharge BIOBASED PCR Clean orange stérile

Référence

- 033368



Unité de vente : 960

Description

- Ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased Reloads
- PCR clean et sterile
- 20 - 300 µL, 55 mm, orange, pointes incolores
- Conditionnement : 10 plateaux × 96 pointes
- Améliorez l'empreinte carbone de votre laboratoire et optez pour les ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased dans la nouvelle variante Eppendorf Reloads. Ces pointes de pipette à filtre sont produites à partir de matières premières recyclées de deuxième génération, dérivées uniquement de déchets et de résidus provenant de la production d'huile végétale, p. ex. l'huile de cuisson usagée.
- Pointes de pipette avec certification ACT (Accountability, Consistency, and Transparency) – l'organisme de validation indépendant pour l'évaluation de la durabilité des produits
- Matériau et qualité haut de gamme et pureté certifiée

