


Désignation

- Pointe à filtre 0,5-20 μ L recharge SEALMAX BIOBASED Biopur gris clair

Référence

- 033371

Unité de vente : 960



Description

- Biopur®
- 0,5 – 20 μ L, 46 mm, gris clair, pointes incolores
- Conditionnement : 10 plateaux \times 96 pointes
- Améliorez l'empreinte carbone de votre laboratoire et optez pour les ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax® BioBased dans la nouvelle variante Eppendorf Reloads. Ces pointes de pipette à filtre sont produites à partir de matières premières recyclées de deuxième génération, dérivées uniquement de déchets et de résidus provenant de la production d'huile végétale, p. ex. l'huile de cuisson usagée.
- Réduisez considérablement le volume de déchets de votre laboratoire – utilisez les Reloads à la place de vos Racks à usage unique
- Pointes de pipette avec certification ACT (Accountability, Consistency, and Transparency) – l'organisme de validation indépendant pour l'évaluation de la durabilité des produits
- Matériau et qualité haut de gamme et pureté certifiée

