

FICHE TECHNIQUE

Référence	033510
Désignation	Microtube



Description :

- ✓ Microtubes 3810
- ✓ Polypropylène vierge de premier grade, finition et qualité irréprochable
- ✓ Sans Safe-Lock
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 30 000 g en rotor angulaire
- ✓ Température d'utilisation : de - 80 °C à 100 °C
- ✓ Autoclavables (121 °C, 20 min.)
- ✓ PCR clean : exempts d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR
- ✓ Volume : 1.5 ml
- ✓ Couleur : naturel

Unité de vente :

1000 Microtubes