

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	033511
<b>Désignation</b>	Microtube

---

### Description :

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Fabrication sans agents de démoulage, plastifiants, ni biocides : évite les extractibles et garantit l'intégrité des échantillons
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 30 000 g en rotor angulaire
- ✓ Températures d'utilisation : de -80°C à 100°C
- ✓ Autoclavable (121°C, 20 min)
- ✓ Coloris naturel
- ✓ Volume 1,5 ml

### Unité de vente :

1000 Microtubes

---

