

FICHE TECHNIQUE

Référence	033512
Désignation	Microtube 1,5 ml 3810 pp jaune vrac



Description :

- ✓ Volume : 1,5 ml
- ✓ Coloris : jaune
- ✓ Le couvercle de tube est facile à ouvrir et à fermer pour une opération ergonomique
- ✓ Le polypropylène assure une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
- ✓ g-Safe® : Une résistance à la centrifugation exceptionnelle allant jusqu'à 30 000 x g empêche la perte des échantillons suite à la casse des tubes et offre une sécurité supplémentaire en cas de manipulation d'échantillons dangereux
- ✓ Fabrication sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides, – substances qui passent de manière avérée des consommables en plastique aux échantillons et qui affectent les résultats des mesures et dosages biologiques
- ✓ Graduation pour un contrôle visuel du volume pipeté
- ✓ Couvercle et surface dépolis sur le côté pour faciliter l'étiquetage
- ✓ Fonctionnalité garantie de -86 °C à 100 °C
- ✓ Autoclavable lorsqu'il est ouvert (121 °C, 20 min)

Unité de vente :

1000 Microtubes