

+Désignation

- Barrette pcr 8 microtubes 0,2ml Eppendorf

Référence

- 033517



Unité de vente : 120

-
- Volume : 0,2 mL
 - PCR clean, Barrettes 8 tubes, 120 unités
 - Protection anti-contamination permettant d'éviter tout contact avec la surface interne du capuchon
 - Position ferme du couvercle grâce à sa charnière spéciale
 - Haute transparence, y compris au fond du tube
 - Surface de marquage
 - Excellente étanchéité
 - Ouverture facile
 - Pour utilisation dans tous les thermocyclers avec des thermoblocs de 0,2 mL
 - Également disponibles en barrettes de 8 tubes
 - Testé par lot et certifié sans ADN, ADNase, ARNase et inhibiteurs de PCR (PCR clean)

