

FICHE TECHNIQUE

Référence	033520
Désignation	Microtube PCR 0,5 ml



Description :

- ✓ Microtube Eppendorf à paroi fine spécialement destiné aux applications PCR
- ✓ Coloris : naturel, haute transparence
- ✓ Avec surface de marquage
- ✓ Sans graduations
- ✓ Avec capuchon à charnière, ouverture facile
- ✓ Excellente étanchéité

Certificats :

- ✓ Non stérile, exempt de DNases, RNases
- ✓ PCR clean

Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour utilisation avec des thermoblocs 0,5 ml
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 10 000 g
- ✓ Volume : 0,5 ml

Unité de vente :

500 Microtubes PCR
