

Désignation

- ISORACK + ISOPACK 1,5 ml EPPENDORF
- Référence : 033579

Unité de vente : 1



Description

- Comprend un IsoPack (accumulateur de froid) et un IsoRack (rack de travail)
- Idéal pour la réfrigération, le transport et la conservation des échantillons congelés
- La technologie d'incubation à sec réduit le risque de contamination associé à une incubation au bain de glace classique pour une manipulation sécurisée
- Les racks sont empilables, autoclavables et centrifugeables dans le rotor pour microplaques
- Pour tubes de 1,5/2,0 mL, 0 °C

