


Désignation

- Distributeur varispenser 2x VOL.0,5-5ml

Référence

- 033587B

Unité de vente : 1



- 1-canal, Distributeur sur flacon avec valve de distribution retour et tube d'arrivée télescopique (longueur 125 – 240 mm)
- 0,5 – 5 mL
- Avec adaptateurs GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40
- Type de produit Distributeurs
- Type de pipetage Système à déplacement positif
- Nombre de canaux 1-canal
- Plage de volume 0,5 – 5 mL
- Incrément de volume 0,1 mL
- Mode de fonctionnement mécanique
- Erreur de mesure aléatoire 0,5 mL: $\pm 1\%$; $\pm 5 \mu\text{L}$
- 2,5 mL: $\pm 0,2\%$; $\pm 5 \mu\text{L}$
- 5 mL: $\pm 0,1\%$; $\pm 5 \mu\text{L}$
- Erreur de mesure systématique 0,5 mL: $\pm 5\%$; $\pm 25 \mu\text{L}$
- 2,5 mL: $\pm 1\%$; $\pm 25 \mu\text{L}$
- 5 mL: $\pm 0,5\%$; $\pm 25 \mu\text{L}$
- Autoclavable oui
- Système ouvert (consommables de tiers) oui
- Filetage GL 45
- Adaptateur de filetage pour flacon compris : GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40(1)
- Contenu de la livraison : Distributeur, manuel d'utilisation, certificat, tuyau d'aspiration télescopique (125 mm - 240 mm), adaptateur de filetage (x5 : 25 mm, 28 mm, 32 mm, 38 mm, 40 mm), clé universelle