

Désignation

- Distributeur Varispenser 2x vol.10-100ml

Référence

- 033591B

Unité de vente : 1



Description

- Varispenser® 2x - 4967000065
- Type de produit Distributeurs
- Type de pipetage Système à déplacement positif
- Nombre de canaux 1-canal
- Plage de volume 10 – 100 mL
- Incrément de volume 1 mL
- Mode de fonctionnement mécanique
- Erreur de mesure aléatoire 10 mL: $\pm 1\%$; $\pm 100 \mu\text{L}$
- 50 mL: $\pm 0,2\%$; $\pm 100 \mu\text{L}$
- 100 mL: $\pm 0,1\%$; $\pm 100 \mu\text{L}$
- Erreur de mesure systématique 10 mL: $\pm 5\%$; $\pm 500 \mu\text{L}$
- 50 mL: $\pm 1\%$; $\pm 500 \mu\text{L}$
- 100 mL: $\pm 0,5\%$; $\pm 500 \mu\text{L}$
- Autoclavable oui
- Système ouvert (consommables de tiers) oui
- Filetage GL 45
- Adaptateur de filetage pour flacon compris GL 32, GL 38, S 401)
- Contenu de la livraison Distributeur, manuel d'utilisation, certificat, tuyau d'aspiration télescopique (170 mm - 330 mm), adaptateur de filetage (x3 : 32 mm, 38 mm, 40 mm), clé universelle

