

Désignation

- Kit isotherme complet 1,5 ml Eppendorf

Référence

- 033620

Unité de vente : 1



Description

- Kit de démarrage IsoTherm-System comprenant :
 - un IsoSafe (boîte isotherme)
 - un IsoRack (rack de travail)
 - un IsoPack 0 °C et un IsoPack -21 °C (accumulateurs de froid)
- Pour tubes de 1,5/2,0 mL
- Idéal pour la réfrigération, le transport et la conservation des échantillons congelés
- La technologie d'incubation à sec réduit le risque de contamination associé à une incubation au bain de glace classique pour une manipulation sécurisée
- Accueille jusqu'à 24 microtubes (p.ex. 0,5 mL ou 1,5 mL/2 mL) pour une flexibilité étendue
- Deux versions d'IsoPack (accumulateur de froid) sont disponibles : La version blanche maintient la température à 0 °C pendant 6 heures maximum. La version bleue maintient la température à -21 °C pendant 3 heures maximum.
- Les racks sont empilables, autoclavables et centrifugeables dans le rotor pour microplaques

