

Désignation

- Plaque PCR 96 puits twin tec à jupe rouge Eppendorf

Référence

- 033635

Unité de vente : 25 plaques



-
- Jupée, 150 μ L
 - PCR clean, rouge
 - Bord optimisé pour les codes-barres et les processus de travail automatisés
 - Conforme aux recommandations relatives à l'encombrement de la SBS (127,76 \times 85,47 mm \pm 0,25mm)
 - Empilable
 - Huit encoches dans la jupe de la plaque facilitent la mise en place et le retrait du thermobloc
 - Design spécifique permettant des PCR efficaces même en faibles volumes
 - Volume de puits max. de 150 μ L (en cas d'utilisation de barrettes de capuchons)
 - Idéales également pour la PCR quantitative en temps réel – Matrice OptiTrack® pour une identification plus rapide des échantillons et moins d'erreurs de pipetage

