

## +Désignation

- Plaque PCR 96 puits TWIN TEC demi-jupe vert Eppendorf

## Référence

- 033639



Unité de vente : 25

- 
- Plaque Eppendorf twin.tec® PCR 96 puits
  - Semi-jupée
  - Compatible avec la plupart des thermocyclers
  - Volume max. des puits 250 µL
  - Tolérance de puits à puits améliorée
  - Idéales également pour la PCR quantitative en temps réel – Matrice OptiTrack® pour une identification plus rapide des échantillons et moins d'erreurs de pipetage

