

FICHE TECHNIQUE

Référence	033677
Désignation	Pointe 50 - 1 250 µl



Description

- ✓ Description : Pointe epT.I.P.S. reloads EU-IVD Eppendorf Quality
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Graduations : non
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ EpT.I.P.S. Reloads : ensemble de 10 plateaux recharges qu'il suffit de poser dans l'epT.I.I.P.S. Box

Certificats

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 50 - 1 250 µl
- ✓ Dimensions : (long) 76 mm
- ✓ Conditionnement : 10 plateaux de 96 pointes

Unité de vente :

960 Pointes