

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	033680
<b>Désignation</b>	Pointe 0,1 - 20 µl



### Description

- ✓ Description : Pointe epTIPS® reloads EU-VID Eppendorf
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : incolore
- ✓ sur plateaux rechargeables (epTips reloads) coloris gris moyen

### Certificats

- ✓ Stérile : niveau PCR clean - exempt de DNases, RNases, d'ADN humain et d'inhibiteurs de PCR
- ✓ Autoclavable : oui les plateaux de recharge peuvent être autoclavés jusqu'à 121°C dans leur emballage et sans feuille d'aluminium en vue de leur réutilisation
- ✓ Certificat : CE IVD produit de diagnostic in-vitro au sens de la directive 98/79/CE
- ✓ norme EN ISO 17025

### Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité : universelle, compatible avec la plupart des micropipettes
- ✓ Volume : 0,1 - 20 µl
- ✓ Dimensions : Long 40 mm
- ✓ Conditionnement : 10 x 96 pointes sur plateaux recharges

### Unité de vente :

960 Pointes