

FICHE TECHNIQUE

Référence	033685
Désignation	Pointes epTIPS reload PCR clean 50-1250µL rack/96 Eppendorf



Description :

- ✓ Pointes PCR clean
- ✓ Volume 50-1250µL
- ✓ Longueur : 76 mm
- ✓ Coloris vert, pointes incolores
- ✓ Recharge avec code couleur pour une identification simple des volumes et des pipettes.
- ✓ Réduction des déchets par rapport au racks jetables.
- ✓ Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés jusqu'à 121 °C dans leur emballage et sans feuille aluminium en vue de leur réutilisation
- ✓ Le système de recharge est conditionné en double-face ou en pile, suivant la taille des pointes.
- ✓ Conditionnement : 10 plateaux de 96 pointes

Unité de vente :

960 Pointes