

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	033687B
<b>Désignation</b>	Pointe Eptips Biopur 0,1-20 µL



### Description :

- ✓ Les pointes de pipette Biopur offrent le plus haut degré de pureté biologique
- ✓ Stériles, certifiées PCR clean, apyrogènes, sans ATP et sans ADN
- ✓ À usage médical, pharmaceutique, de l'industrie agroalimentaire, ainsi que de la biologie moléculaire et de la manipulation de cellules
- ✓ Concept moderne de rack mince avec couvercle refermable
- ✓ Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de 20% de la consommation de polypropylène par rack
- ✓ Coloris : gris moyen - pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 5 racks de 96 pointes
- ✓ Volume 0,1-20 µL
- ✓ Longueur : 40 mm

### Unité de vente :

480 Pointes Eptips Biopur 0,1-20 µL

---