

FICHE TECHNIQUE

Référence	033693B
Désignation	Pointe filtre Eptips longue 0,1-10 µL



Description :

- ✓ Un filtre à deux couches offre une double étanchéité aux aérosols et contre les biomolécules pour préserver votre pipette et votre échantillon
- ✓ Stériles et apyrogène
- ✓ Exemptes d'inhibiteurs de PCR pour des résultats fiables en aval
- ✓ Le contrôle permanent de chaque lot de fabrication par un laboratoire indépendant garantit une pureté et une qualité de haut niveau
- ✓ Coloris : gris foncé – pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 10 racks de 96 pointes
- ✓ Volume 0,1-10 µL
- ✓ Longueur : 34 mm

Unité de vente :

960 Pointes filtre Eptips longues 0,1-10 µL
