

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---|
| Référence | 033694B |
| Désignation | Pointe filtre Eptips longue 0,1-10 µL |



Description :

- ✓ Deux couches filtrantes assurent une double étanchéité aux aérosols et aux biomolécules pour préserver votre pipette et votre échantillon
- ✓ Stériles et apyrogène
- ✓ Exemptes d'inhibiteurs de PCR pour des résultats fiables en aval
- ✓ L'inspection continue de chaque lot de fabrication par un laboratoire indépendant garantit une pureté et une qualité de haut niveau
- ✓ Concept moderne de rack mince avec couvercle refermable
- ✓ Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de 20 % de la consommation de polypropylène par rack
- ✓ Coloris : gris moyen – pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 10 racks de 96 pointes
- ✓ Volume 0,1-10 µL
- ✓ Longueur : 40 mm

Unité de vente :

960 Pointes filtre Eptips longues 0,1-10 µL
