

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	033697B
<b>Désignation</b>	Pointe filtre Eptips 20-300 µL



---

### Description :

- ✓ Un filtre à deux couches offre une double étanchéité aux aérosols et contre les biomolécules pour préserver votre pipette et votre échantillon
- ✓ Stérile
- ✓ Exempt d'inhibiteurs de PCR pour des résultats fiables en aval
- ✓ Le contrôle permanent de chaque lot de fabrication par un laboratoire indépendant garantit une pureté et une qualité de haut niveau
- ✓ Coloris : orange - pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 10 racks de 96 pointes
- ✓ Volume 20-300 µL
- ✓ Longueur : 55 mm

### Unité de vente :

960 Pointes filtre Eptips 20-300 µL

---