

FICHE TECHNIQUE

Référence	033867
Désignation	Microtubes



Description :

- ✓ Tubes LoBind protéines
- ✓ Fermeture SafeLock
- ✓ Haute transparence
- ✓ PCR Clean
- ✓ Pertes réduites de protéines inférieures à 3% de BSA à 1 µg/l
- ✓ Exemption totale de tout traitement de surface (silicone etc)
- ✓ Effets dénaturants de la surface du tube pratiquement exclus
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 18 000 g
- ✓ Volume 0,5 ml

Unité de vente :

100 Microtubes
