

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	033868
<b>Désignation</b>	Microtubes



---

### Description :

- ✓ Tubes LoBind protéines Eppendorf
- ✓ Fermeture SafeLock
- ✓ Haute transparence
- ✓ PCR Clean
- ✓ Exempt d'ADN, d'ARN, de DNase, de RNase et d'ATP
- ✓ Pertes réduites de protéines inférieures à 3% de BSA à 1 µg/l
- ✓ Exemption totale du tout traitement de surface (silicones, etc.)
- ✓ Effets dénaturants de la surface du tube pratiquement exclus
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 18 000 g
- ✓ Volume 1,5 ml

### Unité de vente :

100 Microtubes

---