

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	033871
<b>Désignation</b>	Microtubes



---

### Description :

- ✓ Tubes LoBind ADN
- ✓ Fermeture SafeLock
- ✓ Haute transparence
- ✓ PCR Clean
- ✓ Exempts d'ADN, d'ARN, de DNase, de RNase et d'ATP
- ✓ Taux élevé de récupération d'ADN/ARN
- ✓ Taux de perte inférieur à 1% aux concentrations les plus faibles
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 30 000 g
- ✓ Volume 1,5 ml

### Unité de vente :

250 Microtubes

---