

FICHE TECHNIQUE

Référence	033907B
Désignation	Pointe filtre Eptips longue 100-5000 µL



Description :

- ✓ Deux couches filtrantes assurent une double étanchéité aux aérosols et aux biomolécules pour préserver votre pipette et votre échantillon
- ✓ Stériles et apyrogène
- ✓ Exemptes d'inhibiteurs de PCR pour des résultats fiables en aval
- ✓ L'inspection continue de chaque lot de fabrication par un laboratoire indépendant garantit une pureté et une qualité de haut niveau
- ✓ Concept moderne de rack mince avec couvercle refermable
- ✓ Aspect écologique amélioré grâce à une réduction de 35 % de la consommation de polypropylène par rack
- ✓ Coloris : violet – pointes incolores
- ✓ Conditionnement : 5 racks de 24 pointes
- ✓ Volume 100-5000 µL
- ✓ Longueur : 120 mm

Unité de vente :

120 Pointes filtre Eptips longues 100-5000 µL
