

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	034001
<b>Désignation</b>	Microtube Treff EasyFit



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Surface ultra-lisse
- ✓ Capuchon à centre fin, facilement perçable
- ✓ Avec Zones de marquage et graduations
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 30 000 g
- ✓ Utilisables de -190 à 121 ° C
- ✓ Production en salle blanche ISO classe 8
- ✓ Volume : 0.5 ml
- ✓ Coloris clair

### Unité de vente :

500 microtubes

---