

FICHE TECHNIQUE

Référence	034003
Désignation	Microtube 0,5 ml



Description :

- ✓ Matériau : polypropylène vierge
- ✓ Coloris : jaune
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : oui
- ✓ Bouchon : oui, bouchon Snap EasyFit : ouverture facile

Certificats :

- ✓ Stérile : non - exempt de DNases, Rnases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR
- ✓ Autoclavable : oui
- ✓ Fabrication en salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Températures d'utilisation : de -195°C à +121°C
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 30 000 g
- ✓ Volume : 0,5 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 10 x 30 mm

Unité de vente : 500 Microtubes
