

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	034004
<b>Désignation</b>	Microtube 0,5 ml



### Description :

- ✓ Matériau : polypropylène vierge
- ✓ Coloris : vert
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : oui
- ✓ Bouchon : oui, bouchon Snap EasyFit : ouverture facile

### Certificats :

- ✓ Stérile : non - exempt de DNases, Rnases, d'ADN humain, d'endotoxines, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR
- ✓ Autoclavable : oui
- ✓ Fabrication en salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Températures d'utilisation : de -195°C à +121°C
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 30 000 g
- ✓ Volume : 0,5 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 10 x 30 mm

**Unité de vente :** 500 Microtubes

---