

FICHE TECHNIQUE

Référence	034015
Désignation	Microtubes



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Surface ultra-lisse
- ✓ Capuchon à centre fin, facilement perçable
- ✓ Avec zones de marquage et graduations
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 30 000g
- ✓ Utilisation de -190° à 121°C
- ✓ Production en salle blanche ISO classe 8
- ✓ Capuchon EasyFit
- ✓ Volume 1,5 ml
- ✓ Pour utilisation générale et stockage
- ✓ Coloris jaune

Unité de vente :

1000 Microtubes