

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	034016B
<b>Désignation</b>	Microtubes



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Surface ultra-lisse
- ✓ Capuchon à centre fin, facilement perçable
- ✓ Avec zones de marquage et graduations
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 30 000g
- ✓ Utilisation de -190° à 121°C
- ✓ Production en salle blanche ISO classe 8
- ✓ Capuchon EasyFit
- ✓ Volume 1,5 ml
- ✓ Pour utilisation générale et stockage
- ✓ Coloris vert

### Unité de vente :

1000 Microtubes