

FICHE TECHNIQUE

Référence	034017
Désignation	Microtube



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Surface ultra-lisse
- ✓ Capuchon à centre fin, facilement perçable
- ✓ Avec zones de marquage et graduations
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 30 000 g
- ✓ Utilisables de -190 à 121 °C
- ✓ Production en salle blanche ISO classe 8
- ✓ Volume : 1.5 ml
- ✓ Coloris : bleu

Unité de vente :

1000 Microtubes