

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	034059B
<b>Désignation</b>	Pointe 20 µl



### Description

- ✓ Description : Pointe sans collerette Treff
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Graduations : oui
- ✓ Coloris : claire

### Certificats

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui

### Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 0,5 - 20 µl
- ✓ Dimensions : (long) 46 mm
- ✓ Conditionnement : en vrac

### Unité de vente :

1 000 Pointes