

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-------------|
| Référence | 034065B |
| Désignation | Pointe 5 ml |



Description

- ✓ Description : Pointe sans collerette Treff
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Graduations : oui
- ✓ Coloris : claire

Certificats

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 0,5 - 5 ml
- ✓ Dimensions : (long) 160 mm
- ✓ Conditionnement : en vrac

Unité de vente :

200 Pointes