

FICHE TECHNIQUE

Référence	034070B
Désignation	Pointe 200 µl



Description

- ✓ Description : Pointe sans collerette Treff
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Graduations : oui
- ✓ Coloris : jaune

Certificats

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 2 - 200 µl
- ✓ Dimensions : (long) 50 mm
- ✓ Conditionnement : en vrac

Unité de vente :

1 000 Pointes