

FICHE TECHNIQUE

Référence	034071B
Désignation	Pointe 1 000 µl



Description

- ✓ Description : Pointe sans collerette Treff
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Graduations : oui
- ✓ Coloris : bleu

Certificats

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 50 - 1 000 µl
- ✓ Dimensions : (long) 69,7 mm
- ✓ Conditionnement : en vrac

Unité de vente :

500 Pointes