


FICHE TECHNIQUE

Référence	034102
Désignation	Réservoir à réactifs 50 ml



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Autoclavable, réutilisable
- ✓ Pour pipette monocanal, 8 canaux ou 12 canaux
- ✓ Empilable
- ✓ Comporte 2 traits de niveau 10 ml et 20 ml
- ✓ Son pan incliné aide le maintien de la pipette pendant le remplissage et la visualisation du liquide dans les pointes
- ✓ Volume 50 ml

Unité de vente :

10 Réservoirs à réactifs 50 ml
