

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	034159
<b>Désignation</b>	Microtubes 0,5 ml



### Description :

- ✓ Matériau : polypropylène vierge
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : oui
- ✓ Bouchon : bouchon snap EasyFit - ouverture facile

### Certificats :

- ✓ Stérile : oui - irradié gamma
- ✓ Autoclavable : oui à 121°C pendant 20 minutes
- ✓ Fabrication en salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Températures d'utilisation : de -195°C à +121°C
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 30 000 g
- ✓ Volume : 0,5 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 10 x 30 mm

**Unité de vente :** 500 Microtubes

---