

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	034175
<b>Désignation</b>	Barrette PCR 8 microtubes 0,2 ml



---

### Description :

- ✓ Barrette de 8 tubes PCR
- ✓ En polypropylène
- ✓ Assurent une parfaite étanchéité durant les cycles PCR
- ✓ Evitent les contaminations croisées
- ✓ Exempte d'ADN humain, de DNase, de RNase et d'endotoxines
- ✓ Coloris naturel
- ✓ Bande de 8 bouchons à commander séparément
- ✓ Volume : 0,2 ml

### Unité de vente :

125 Barrettes PCR 8 microtubes 0,2 ml

---