

Désignation

- Deepwell 96 1ml PCR Clean blanc

Référence

- 034261

Unité de vente : 80



Description

- Deepwell Plate
- Puits transparent, 1 000 μ L
- Coloris blanc
- Conditionnement : 10 sachets \times 8 plaques
- OptiTrack® matrix: jusqu'à 30 % plus rapide et moins d'erreurs de pipetage grâce à un étiquetage alphanumérique à contraste élevé
- Conception de puits RecoverMax® : Une géométrie de puits optimisée pour une récupération maximale des échantillons et d'excellentes propriétés d'agitation
- Résistance à la centrifugation exceptionnelle g-Safe®: jusqu'à 6 000 \times g pour des protocoles plus rapides et une qualité d'échantillon améliorée
- Bords de puits surélevés et surface lisse pour une fermeture fiable, même avec scellage à chaud
- Empilage facile et fiable
- Volume de liquide résiduel réduit et uniformité élevée de puits à puits
- Le polypropylène de qualité assure une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
- Fabrication sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides – substances susceptibles de nuire aux tests biologiques
- Autoclavable (121 °C, 20 min)

