

Désignation

- Deepwell 96 2ml pcr clean blanc

Référence

- 034291

Unité de vente : 80 plaques



-
- Puits transparent, 2 000 μ L
 - PCR clean, blanc
 - Conditionnement : 10 sachets \times 8 plaques
 - OptiTrack® matrix: jusqu'à 30 % plus rapide et moins d'erreurs de pipetage grâce à un étiquetage alphanumérique à contraste élevé
 - Conception de puits RecoverMax® : Une géométrie de puits optimisée pour une récupération maximale des échantillons et d'excellentes propriétés d'agitation
 - Résistance à la centrifugation exceptionnelle g-Safe®: jusqu'à 6 000 \times g pour des protocoles plus rapides et une qualité d'échantillon améliorée
 - Bords de puits surélevés et surface lisse pour une fermeture fiable, même avec scellage à chaud
 - Empilage facile et fiable
 - Volume de liquide résiduel réduit et uniformité élevée de puits à puits
 - Le polypropylène de qualité assure une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
 - Fabrication sans agents de démoulage, plastifiants ni biocides – substances susceptibles de nuire aux tests biologiques
 - Autoclavable (121 °C, 20 min)

