

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Référence | 034826 |
| Désignation | Papier buvard gb003 300 x 600mm |



Description :

- ✓ Papier buvard grade GB003 - à usage général de 0,8 mm recommandé pour la lyse/dénaturation des transferts de colonies ou de plaques ainsi que les Western blots.
- ✓ Cellulose pure produite entièrement à partir de linters de coton de la plus haute qualité sans aucun additif d'aucune sorte. Garantit qu'aucune contamination ne se produira pendant les étapes de transfert. Fabriqué et testé spécifiquement pour les techniques chromatographiques et de transfert. Cela garantit la capacité de mèche et l'uniformité de l'action capillaire qui sont importantes pour obtenir des transferts propres et uniformes pendant le transfert. Whatman 3MM Chr est considéré comme la norme de l'industrie pour les procédures de buvardage.
- ✓ Tailles pratiques disponibles en feuilles découpées avec précision aux tailles de gel et de membrane de transfert les plus populaires. Permet une utilisation "prête à l'emploi" et élimine les variations d'une feuille à l'autre.
- ✓ Dimensions : 30 × 60 cm 30 x 60 cm

Unité de vente :

25 Feuilles papier buvard