

FICHE TECHNIQUE

Référence	034829
Désignation	Papier GB005 200 x 200mm



Description :

- ✓ Papier hautement absorbant de 1,5 mm recommandé pour le transfert de protéines semi-sec. Cellulose pure produite entièrement à partir de linters de coton de la plus haute qualité sans aucun additif d'aucune sorte.
- ✓ Garantit qu'aucune contamination ne se produira pendant les étapes de transfert. Fabriqué et testé spécifiquement pour les techniques chromatographiques et de transfert.
- ✓ Permet une utilisation "prête à l'emploi" et élimine les variations d'une feuille à l'autre.
- ✓ GB005 Un papier épais (1,5 mm) très absorbant recommandé pour les applications où moins de couches de papier buvard doivent tout de même assurer une capacité élevée.
- ✓ Recommandé pour le buvardage semi-sec des protéines.
- ✓ Grade GB005
- ✓ Papier buvard, feuille, 20 × 20 cm
- ✓ Catégorie GB005
- ✓ Matériau Cellulose
- ✓ Dimensions 20 x 20 cm

Unité de vente :

25 Papiers
