

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	034849
<b>Désignation</b>	PAPIER GB003 150 x 200MM



---

### Description :

- ✓ Papier buvard à usage général de 0,8 mm recommandé pour la lyse/dénaturation des transferts de colonies ou de plaques ainsi que les Western blots.
- ✓ Cellulose pure produite entièrement à partir de linters de coton de la plus haute qualité sans aucun additif d'aucune sorte. Garantit qu'aucune contamination ne se produira pendant les étapes de transfert. Fabriqué et testé spécifiquement pour les techniques chromatographiques et de transfert.
- ✓ Tailles pratiques disponibles en feuilles découpées avec précision aux tailles de gel et de membrane de transfert les plus populaires. Permet une utilisation "prête à l'emploi" et élimine les variations d'une feuille à l'autre.
- ✓ Catégorie GB003
- ✓ Matériau Cellulose
- ✓ Dimensions 15 x 20 cm

### Unité de vente :

100 Papiers

---