

Désignation

- Pointe effilée Microloader Eppendorf sur rack de 96 pointes

Référence

- 034903

Unité de vente : 192



Description

- Pointe à long filament
- Convient pour charger les capillaires de micro-injection par l'arrière
- S'adapte sur les pipettes Eppendorf 10 μ l
- Sur portoir autoclavable
- Matériau : Polypropylène
- Longueur : 100mm
- Volume : 0,5 - 20 μ l
- Température maximale d'utilisation : 40°C
- Matière : Polypropylène
- Couleur : gris clair
- Autoclavable
- Graduée
- Sans filtre
- Non stérile
- Conditionnement : 2 boites de 96 pointes

