

Désignation

- Pointes

Référence

- 035200

Unité de vente

10 Racks de 96 pointes

Description

Les pointes sont spécialement destinées à la recherche

Caractéristiques techniques :

- Volume : 10 μ l
- Compatibilité : Pipette Gilson - veuillez vérifier la compatibilité sur www.dutscher.com
- Présentation : Sur CELLRACK avec couvercle coiffant
- Graduation : 2, 10 μ l
- Diamètre ouverture : 0,38 mm
- Longueur : 28,8 mm
- Coloris : Naturel
- Type de pointe : Low Retention - la pointe rendue hydrophobe, réduit les tensions de surface (restitution maximale de l'échantillon et rétention d'ADN et de protéine beaucoup plus faible que sur une pointe ordinaire)
- Filtre hydrophobe, évitant la remontée des aérosols dans la micropipette et les risques de contamination
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Stérile : Oui - par irradiation gamma

