


FICHE TECHNIQUE

Référence	035200
Désignation	Pointes filtre



Description :

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- ✓ Chaque lot est certifié : RNase ; DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- ✓ Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration
- ✓ Conditionnement : en rack à couvercle coiffant
- ✓ Volume : 10 μ l
- ✓ Graduation : 2, 10
- ✓ Longueur / 28.8 mm
- ✓ Couleur : naturel
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Low rétention : oui
- ✓ Stérilité : oui
- ✓ Autoclavable : oui

Unité de vente :

960 pointes