


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	035210
<b>Désignation</b>	Pointes filtre



### Description :

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- ✓ Chaque lot est certifié : RNase ; DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- ✓ Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration
- ✓ Conditionnement : en rack à couvercle coiffant
- ✓ Volume : 10 $\mu$ l
- ✓ Graduation : 0.5, 10
- ✓ Longueur : 45,5 mm
- ✓ Couleur : naturel
- ✓ Filtre : oui
- ✓ Low rétention : oui
- ✓ Stérilité : oui
- ✓ Autoclavable : non

### Unité de vente :

960 pointes