

FICHE TECHNIQUE

Référence	035240
Désignation	Pointe à filtre 1 – 200 µl



Description :

- ✓ Modèle MultiGuard3
- ✓ Pointe Low Binding : pointe hydrophobe réduit les tensions de surface = restitution maximale de l'échantillon et rétention d'ADN et de protéines beaucoup plus faible que sur une pointe ordinaire
- ✓ Pointe longue unique adaptable sur pipettes de 20, 100 et 200 µl
- ✓ Compatibilité : Gilson P20, P100 P200 ; Sartorius BiohitFamily 50 – 100 µl ; Eppendorf 20 – 100 - 200 µl ; Finnpipette 10 – 20 – 50 – 100 – 200 µl
- ✓ Sur portoir à couvercle coiffant
- ✓ Conditionnement 10 x 96
- ✓ Volume 1 – 200 µl

Unité de vente :

960 Pointes à filtre 1 – 200 µl
