

FICHE TECHNIQUE

Référence	035260
Désignation	Pointe



Description :

- ✓ Pointe low binding Multiguard
- ✓ En polypropylène
- ✓ Sur portoir à couvercle coiffant
- ✓ Stérile
- ✓ RNase/DNase free
- ✓ La pointe rendue hydrophobe réduit les tensions de surfaces = restitution maximale de l'échantillon et rétention d'ADN et de protéines beaucoup plus faible que sur une pointe ordinaire
- ✓ Volume 100-1000 µl
- ✓ Compatibilité : Gilson P1000 / Eppendorf 1000 µl / Finnpiquette 1000 µl / Sartorius Biohitfamily 1000 µl / Socorex 1000 µl
- ✓ Unité d'emballage : 10 x 100 pointes

Unité de vente :

1000 Pointes
