
















Vue d'ensemble de la famille de centrifugeuses

Microcentrifugeuses Eppendorf

								
Modèle	MiniSpin®	MiniSpin® plus	5418 R	5424 R	5425	5427 R	5430	5430 R
Positionnement	Mini-centrifugeuse à 12 emplacements à faible encombrement		Microcentrifugeuse compacte à 18 emplacements	Microcentrifugeuse réfrigérée standard à 24 emplacements	Microcentrifugeuse standard silencieuse à 24 emplacements	Microcentrifugeuse réfrigérée haut débit à 48 emplacements	Microcentrifugeuse polyvalente	
Max. Capacité	12 x 1,5/2 mL		18 x 1,5/2 mL	24 x 1,5/2 mL	10 x 5 mL	48 x 1,5/2 mL	48 x 1,5/2 mL 6 x 15/50 mL, 2 x microplaques	
Vitesse max. (RCF)	12 100 x g	14 100 x g	16 873 x g	21 130 x g	21 300 x g	25 900 x g	30 130 x g	
rpm max.	13 400	14 500	14 000	15 000	15 050	16 220	17 500	
Rotors disponibles	2		1	4	6	9	12	
Réfrigérée	-	-	de 0 °C à 40 °C	-10 °C à 40 °C	-	-10 °C à 40 °C	-	-11 °C à 40 °C
Ref.	5452 000.010	5453 000.015	5401 000.010	5404 000.010	5405 000.719	5409 000.010	5427 000.010	5426 000.010

Centrifugeuses polyvalentes Eppendorf

									
Modèle	5702	5702 R	5702 RH	5804	5804 R	5810	5810 R	5910 R	5920 R
Positionnement	Centrifugeuse polyvalente basse vitesse pour moyennes capacités des laboratoires de recherche clinique et de culture cellulaire			Centrifugeuse polyvalente grande vitesse pour moyennes capacités		Centrifugeuse polyvalente compacte pour moyennes capacités		Centrifugeuse hautement polyvalente pour grandes capacités	Centrifugeuse polyvalente haut débit pour très grandes capacités
Capacité	4 x 100 mL			4 x 250 mL		4 x 250 mL		4 x 750 mL	4 x 1 000 mL
> Tubes coniques	20 x 15 mL/4 x 50 mL			40 x 15 mL/16 x 50 mL		56 x 15 mL/28 x 50 mL		64 x 15 mL/36 x 50 mL	108 x 15 mL/52 x 50 mL
> Tubes de prélèvement sanguin	36 x 13 mm/20 x 16 mm			56 x 13 mm/52 x 16 mm		100 x 13 mm/80 x 16 mm		120 x 13 mm/104 x 16 mm	196 x 13 mm/148 x 16 mm
> Plaques	-			10 x microplaques/2 x plaques deepwell		16 x microplaques/4 x plaques deepwell		20 x microplaques/4 x DWP	28 x microplaques/8 x plaques deepwell
Vitesse max. (RCF)	3 000 x g			20 913 x g		20 913 x g		22 132 x g	25 062 x g
rpm max.	4 400			14 000		14 000		14 000	13 700
Rotors disponibles	6			12		18		-	-
Réfrigérée	-			-9 °C à 40 °C		-		-9 °C à 40 °C	-11 °C à 40 °C
Ref.	5702 000.010	5703 000.010	5704 000.010	5804 000.010	5805 000.010	5810 000.010	5811 000.015	5942 000.010	5948 000.010

Sous réserve de modification des spécifications techniques. Sous réserve d'erreurs et d'omissions.