

FICHE TECHNIQUE

Référence	035533
Désignation	Tablier de cryoprotection



Description :

- ✓ Tablier 100% étanche pour la protection des éclaboussures d'azote liquide en atmosphère cryogénique (pour des applications jusqu'à -196°C)
- ✓ Léger pour le confort et la facilité de mouvement
- ✓ Réversible
- ✓ Bretelles ajustables au cou et à la taille
- ✓ Coloris bleu
- ✓ Certifié EU – EN 511 EN 388 EN ISO 13688:2013
- ✓ Longueur : 1,06 m

Unité de vente :

1 Tablier de cryoprotection